

6. 시료채취 및 제품 품질시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	표준명 (품목)	종류·등급	재고량	시료 크기	구성재 (로트번호)	시험방법 및 시험항목
KV-KS G 2020-01	수납가구	-	3	n=1	반침장, 현관장	KV-KS G 2020-01의 시험방법 및 시험항목에 따름

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤 샘플링 방법)

다. 공시체 제작방법

- 공시체 제작방법 : KV-KS G 2020-01에 따름
- 공시체 규격 : HDF3 폼알데하이드 방산량(50 mm×150 mm = 33개)
PB18(몸체용) 폼알데하이드 방산량(50 mm×150 mm = 24개)
MDF18(문짝용) 폼알데하이드 방산량(50 mm×150 mm = 24개)
안정성 시험(PB18(몸체용), MDF18(문짝용), HDF3(뒷판용))
- 성적서 대체(GEII-2021K-0278,0280,0279, RK2108-1293)
첩힌지(내구성, 내식성) 5개,
도장(밀착성, 경도, 촉진내후성) 8개

- 제작자 : (주)제노라인

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합부설 한국실내건축환경시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2022 년 01 월 27 일

인증심사원

김 병 구



인

입회자

김 봉 극

안 창 호



QC-QP-16-01(03)

KHFC

A4(210x297)

QC-QP-08-03(02)

KHFC

A4(210x297)