

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

1. 시료명 : 주방가구

2. 의뢰자 : (주)씨티이 류홍식 (의뢰)

| | | |
|----------------------|----------------------------|---|
| 현장명 | 울산다운 지역주택조합아파트 신축공사현장 | |
| 제조사 | (주)씨티이 | |
| 제품명 | 신발장/붙박이장 | |
| 제품유형 | 84A Type | |
| 생산일 | 2025.11.28 | |
| 배송일 | 2025.12.02 | |
| 보관기간 | 5일 (생산일 기준 7일 이내 배송) | |
| 보관장소 및 조건 | 창고(20 °C 항온) / 야적(상온) | |
| 제품크기(mm) | 3300(W) × 2200(H) × 600(D) | |
| 체적(m ³) | 3.49 | |
| 표면적(m ²) | 6.62 | |
| 제품사양 (도면별도첨부) | 문짝 | MDF 18T+지정PET(전면)+지정PP(후면), 1T 전면유사 ABS Edge 마감 |
| | 몸통 | PB 18T+지정 FOIL(양면), 3면 0.6 mm PVC Edge 마감 |
| | 뒤판 | MDF 4.5T+지정 FOIL(양면), Edge 비마감 |
| | 선반 | PB 18T+지정 FOIL(양면), 1면 0.6 mm PVC Edge 마감 |
| | 상판 | 해당없음 |
| | 기타 | 악세사리, 보조목, 시공목 |

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.