

시험항목 및 시료규격

번호	시험항목	시료규격			시험의뢰	특이사항	시험 후 시료보관여부
		반침장	현관장	비교군(CJPS90GUV)			
1	문짝 열냉 반복	-	-	300 x 300, 2개	한국가구시험 연구원	-열냉 반복 : 2번 반복 → 4번 반복	보관
2	문짝 수축과 열 저항	-	-	300 x 300, 2개	한국가구시험 연구원	-수축과 열 저항 : 24시간방치 → 48시간 방치	보관
3	도장막의 밀착성	300 x 300, 2개	300 x 300, 2개	300 x 300, 2개	한국가구시험 연구원	없음	보관
4	도장막 촉진내후성	-	-	300 x 75, 5개	한국가구시험 연구원	촉진내후성 : 2회 반복 → 4회 반복	보관